

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN 71TW**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: **648** /TM-BV71TW
V/v Mời các nhà cung cấp báo giá

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 71 Trung Ương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông Nguyễn Đức Tài - Phòng Vật tư- Trang thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0949154698
- Gmail: Phongketoanbv71@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TTBYT - Bệnh viện 71TW (phố Phú Quý, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ ngày 18 tháng 07 năm 2025 đến trước 16 h ngày 27 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau: (có phụ lục kèm theo)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VT-TTBYT.

GIÁM ĐỐC

Thiếu Đình Hưng



Chi tiết danh mục vật tư y tế tiêu hao mua bổ sung năm 2025

(Đính kèm Thư chào giá số: 648/TM-BV71TWW ngày 18/7/2025 của Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương)

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Dây nối bơm tiêm điện có kẹp, chiều dài 140cm	Chất liệu PVC không có DEHP, thay bằng DEHT/DOTP an toàn (có giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm). Đầu nối luer bằng vật liệu PC. Dài 140 cm. Có kẹp chặn dòng. Truyền được nhũ dịch béo. Chịu được áp suất 12 bar. Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm.	Cái	8.700	
2	Phin lọc khuẩn - virus (có tiết trùng)	Phin lọc vi khuẩn và virus. Hiệu quả lọc vi khuẩn, virus đạt đến 99.999%. Có cổng lấy mẫu khí CO ₂ . Khoảng chết: 20ml. Khối lượng: 20.8g. Thể tích khí lưu thông: 200-1500ml. Độ sụt áp: 0.7hPa tại 30L/phút, 1.8hPa tại 60L/phút, 3.3hPa tại 90L/phút	Cái	400	
3	Khoá ba ngã kèm dây, chiều dài 10 cm	Van 3 cánh, làm bằng nhựa Polyethylene (PE) xoay 360 độ. Thân khoá bằng nhựa Polycarbonate. Chiều dài dây nối: 10 cm. Dây nối không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn (có giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm). Áp suất ≥ 3 bar. Thể tích mỗi dịch $\leq 0,7$ ml.	Cái	1.000	
4	Ống nối khác	Ống nối dây dẫn lưu dạng thẳng chữ I, 5 trong 1, làm bằng polyethylene, rất bền, chắc chắn, dễ sử dụng, trong suốt để dễ quan sát, có khắc ở các đầu nhọn. OD từ 7,9-14,3mm, dài 95mm, dùng phù hợp cho các cỡ ống dẫn lưu khác nhau, chưa tiết trùng. Không bị biến dạng sau khi khử trùng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, FSC.	Cái	400	
5	Đoạn ống nối dẫn lưu (Chữ Y)	Ống nối dây dẫn lưu dạng chữ Y, 5 trong 1, làm bằng polyethylene, rất bền, chắc chắn, dễ sử dụng, trong suốt để dễ quan sát, có khắc ở các đầu nhọn. OD từ 7,9-14,3mm, dài 80mm, dùng phù hợp cho các cỡ ống dẫn lưu khác nhau, tiết trùng đơn chiếc. Không bị biến dạng sau khi khử trùng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, FSC.	Cái	250	
6	Giấy in điện tim 6 cân	kích thước 110mmx140mmx143sh. không dòng kẻ	Tập	150	
7	Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp	Chất liệu nhựa PS, trong suốt, dung tích 5ml, kích thước 12x75mm, có nắp	Cái	6.000	
8	Ống nối dây máy thở (sâu máy thở)	- Được làm từ chất liệu nhựa y tế - Ống có đầu nối có thể xoay đôi - Đầu nối 15F-22M - Chiều dài ống 15cm - Sâu máy thở dùng 1 lần, được tiết trùng bằng khí EO	Cái	350	
9	Giấy in nhiệt máy đo chức năng hô hấp	Giấy in nhiệt khổ 110 x 45mm	Cuộn	85	
10	Điện cực dán điện tim FS-TC1/10	Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao.- Đầu giác nối với máy: kim loại phủ bạc.- Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra,	Cái	1.000	



		không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.- Kích thước: hình tròn, đường kính 50mm			
11	Test thử đường huyết Oncall Plus	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)Chuẩn định kết quả: Tương đương huyết tươngThời gian đo: 10 giâyLượng mẫu tối thiểu: 0.5 µLLoại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạchPhạm vi HCT: 25 - 60%Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL)Điều kiện làm việc: 5 - 45°C; 10 - 90% RHĐiều kiện bảo quản que thử: 2 - 35°CVật tư đi kèm: Chip mã số que thử	Test	500	
12	Ống đặt nội khí quản có bóng các số	Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng. Các cỡ	Cái	200	
13	PRO-VENT PLUS, 1 CC SLIP SYRINGE 25G FILTER+ EDGE (Bơm tiêm khí máu động mạch)	Thành phần cấu tạo: Ống tiêm: Polypropylene dung tích 1ml; Gioăng pit-tông: Hợp chất cao su; Kim: Thép không gỉ cỡ 25g x 5/8; Vỏ và nắp kim: Polypropylene; Công nghệ kim Needle-Pro® EDGE™: Polypropylene, Thép không gỉ, keo dán acrylic	Cái	1.500	
14	EasyBloodGas Reagent Module (Hóa chất khí máu)	THÀNH PHẦN Dung dịch hiệu chuẩn A 550 mL: 7.30 – 7.50 pH; 30 – 40 mmHg CO ₂ ; 125 – 175 mmHg O ₂ Dung dịch hiệu chuẩn B 300mL: 6.80 – 7.00 pH; 66 – 76 mmHg CO ₂ ; 0 mmHg O ₂ Dung dịch rửa, 700mL	Hộp	2	
15	7118 Daily Cleaning Solution Kit	Dung dịch pha nước rửa hằng ngày 1 x 90 mL HCl (0.2 N) và NH ₄ F ₂ (0.05N) và muối 6 lọ bột dùng để pha nước rửa Pepsin (0.50 g)	ml	180	
16	Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8%	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Dung trong xét nghiệm hồng cầu lắng. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương	Ống	2.000	
17	Oxy lỏng	Tỷ trọng hơi (không khí = 1) ở nhiệt độ 210C, áp suất tiêu chuẩn 1,013 bar là : 1,105 – Độ hòa tan trong nước: 36,4 lít/m ³ – Khối lượng riêng (kg/lít): 1,141 – Điểm sôi (0C): -183 – Điểm nóng chảy (0C): -218	Kg	30.000	